



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: AGAR EMB/ AGAR SALMONELLA-SHIGELLA

INDICAÇÃO

EMB

Meio seletivo e diferencial, utilizado para o isolamento de enterobactérias.

AGAR SALMONELLA-SHIGELLA

Meio seletivo e diferencial destinado ao isolamento de bacilos entéricos patogênicos, especialmente aqueles pertencentes ao gênero *Salmonella* e *Shigella*.

Lote	EMBSS112404
Validade	04.02.2025

Cor	Vinho/ Rosa alaranjado
Espessura	3,5 mm
Apresentação	Biplaca 90X15 mm
Odor	Característico
pH EMB	7,1 ± 0,2 a 25° C
pH AGAR SALMONELLA-SHIGELLA	7,0 ± 0,2 a 25° C

CONTROLE DE QUALIDADE

EMB

CEPAS	Resultados de crescimento
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Crescimento bom a excelente de colônias pretas azuladas com reflexo verde metalizado.
<i>Salmonella Typhimurium</i> ATCC 14028	Crescimento bom de colônias incolores.
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Inibição total.

AGAR SALMONELLA-SHIGELLA

CEPAS	Resultados de crescimento
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	Crescimento de colônias incolores com centro negro

<i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022	Crescimento de colônias incolores
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Crescimento de colônias rosas

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portando, é considerado APROVADO para uso.

DATA DE LIBERAÇÃO: 05/11/2024

AGAR LAB SERVIÇOS


LTDA

Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense

Fortaleza –CE - CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-4082

E-mail: agarlabltda@gmail.com



Bruno Jaegger Laranjeira

Responsável Técnico

CRBM 1370