



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: AGAR HEKTOEN

INDICAÇÃO

Meio seletivo e diferencial, utilizado para o isolamento de enterobactérias, especialmente, *Salmonella* e *Shigella*.

| | |
|-----------------|------------|
| Lote | AHEK052303 |
| Validade | 03.08.2023 |

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Cor | Verde escuro ou verde azulado |
| Espessura | 3,5 mm |
| Odor | Característico |
| pH | 7,5 ± 0,2 a 25° C |

CONTROLE DE QUALIDADE

| CEPAS | Resultados de crescimento |
|--|--|
| <i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028 | Crescimento de colônias incolores com centro negro |
| <i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022 | Crescimento de colônias verdes e verde azulados |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | Bom crescimento de colônias alaranjadas |

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165
Fone: (85) 2181-4082
E-mail: agarlabltada@gmail.com

Bruno Jaegger Laranjeira
Responsável Técnico
CRBM 1370