



## Certificado de Análise

### MEIO DE CULTURA: AGAR HEKTOEN

### INDICAÇÃO

Meio seletivo e diferencial, utilizado para o isolamento de enterobactérias, especialmente, *Salmonella* e *Shigella*.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Lote</b>     | AHEK102320 |
| <b>Validade</b> | 20.01.2024 |

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| <b>Cor</b>       | Verde escuro ou verde azulado |
| <b>Espessura</b> | 3,5 mm                        |
| <b>Odor</b>      | Característico                |
| <b>pH</b>        | 7,5 ± 0,2 a 25° C             |


### CONTROLE DE QUALIDADE

| CEPAS                                    | Resultados de crescimento                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028 | Crescimento de colônias incolores com centro negro |
| <i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022      | Crescimento de colônias verdes e verde azulados    |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922       | Bom crescimento de colônias alaranjadas            |

### ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA  
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense  
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165  
Fone: (85) 2181-4082  
E-mail: agarlabltda@gmail.com

  
Bruno Jaegger Laranjeira  
Responsável Técnico  
CRBM 1370